

Số: 310 /YCBG-TTYT
V/v Mời báo giá vật tư y tế - hóa chất

Tân Sơn, ngày 04 tháng 04 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm y tế huyện Tân Sơn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn

- Địa chỉ: Khu 5B – Thị trấn Tân Phú – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: một trong các cách thức sau:

- Gửi về địa chỉ: Khoa Dược - VTYT, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn;
Khu 5B, Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Hoặc Email: khoaduocbvtanson@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 ngày 04 tháng 04 năm 2025 đến trước 17h ngày 15 tháng 04 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, sinh phẩm y tế:

(theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Đơn vị cung ứng phải đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản trang thiết bị y tế và giao hàng tại khoa Dược-VTYT, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn.

2. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong tháng 04 năm 2025.

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hoàn thành công việc thì thanh toán.

4. Các thông tin khác: (Nếu có)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, KD-VTTYT.

GIÁM ĐỐC



Bùi Xuân Khánh



Phụ lục 1: Danh mục : vật tư, sinh phẩm y tế

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	ĐVT
1	Ống nghiệm EDTA K2	-Ống nghiệm nhựa PP. -Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c...) -Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotassium (EDTA K2)	9.600	Tuýp
2	Que thử nước tiểu 10 thông số Multitestix	Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: $\leq 15 - \geq 30\text{mg/dL}$ albumin Blood: $\leq 0.015 - \geq 0.062\text{mg/dL}$ hemoglobin Leukocyte: $\leq 5 - \geq 15$ Nitrite: $\leq 0.06 - \geq 0.1\text{mg/dL}$ nitrite ion Glucose: $\leq 75 - \geq 125\text{mg/dL}$ Ketone: $\leq 5 - \geq 10\text{mg/dL}$ acetoacetic acid pH: khoảng 4.6- 8.0 SG: khoảng 1.001-1.035 Bilirubin: khoảng 0.4- 0.8mg/dL Urobilinogen: khoảng 0.2EU/dL - Trên thanh thử có miếng dán (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động	24	Hộp
3	Cidex OPA	Cidex OPA Dung dịch được sử dụng để khử khuẩn mức độ cao cho các dụng cụ y tế bán thiết yếu sử dụng nhiều lần, nhạy cảm với nhiệt. Nó cũng có thể được dùng để khử khuẩn các dụng cụ nội soi bằng máy rửa, khử khuẩn ống nội soi. Thời gian ngâm: Khử khuẩn mức độ cao là 5 phút, 20 độ C. Thời gian sử dụng dung dịch đã ngâm: 14 ngày. Thời gian sử dụng dung dịch trong can đã mở nắp: 75 ngày. Bảo quản: 15 - 30 độ C	4	Can
4	Đầu thắt tĩnh mạch thực quản	Gồm 6 vòng thắt, vòng kế cuối có màu sắc khác biệt giúp bác sĩ nhận biết số vòng đã sử dụng. Cấu trúc 1 dây kéo ôm sát thành kênh dụng cụ của dây soi, giúp tối ưu trường nhìn khi thực hiện thủ thuật, cũng như tránh tình trạng máu, nước / dịch tạo mảng bám cản trở tầm quan sát thường xuất hiện ở loại 2 dây kéo. Dây kéo được bọc sẵn ống nhựa giúp nhanh chóng luồn dây kéo qua kênh dụng cụ của ống soi mà không cần phải sử dụng dụng cụ hỗ trợ.	10	Cái

5	Sonde folay 2 nhánh các số 12,14,16	Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên Đầu thon mịn của ống thông tạo điều kiện dễ dàng đưa vào niệu đạo. Hai lỗ lớn ở đầu ống được đặt chính xác giúp thoát nước hiệu quả. Bóng mở rộng giúp lưu giữ trong bàng quang. Van bằng nhựa hay bằng cao su. Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. Màu sắc được mã hóa để xác định ngay lập tức các kích cỡ. Quy cách: 10 cái/hộp.	320	Cái
6	Hemoclip cầm máu size XL	Độ tương thích cao: với chất liệu bằng titanium Vi đóng gói clip được mã hóa màu riêng biệt cho từng kích cỡ Kẹp chặt và giữ mô tốt: Thiết kế dạng chữ V, có các rãnh trong lòng clip, bên ngoài có khắc định hình Clip có thể được sử dụng để đánh dấu, định vị chuẩn đoán	48	Cái