

Số: 376 /CV-TTYT
V/v mời cung cấp báo giá

Tân Sơn, ngày 30 tháng 05 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ chuyên môn của Trung tâm y tế huyện Tân Sơn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn
- Địa chỉ: Khu 5b - xã Tân Phú - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Bùi Thị Vân Anh
- Chức vụ: Thủ kho vật tư y tế
- Số điện thoại: 0976.301.425
- Email: khoaduocbvtanson@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược - VTYT, địa chỉ: Trung tâm y tế huyện Tân Sơn, khu 5b - xã Tân Phú - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ.
- Nhận qua email: khoaduocbvtanson@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17h ngày 09. tháng 06. năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 06. năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, sinh phẩm y tế:

(theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Đơn vị cung ứng phải đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản thiết bị y tế và giao hàng tại khoa Dược - VTYT Trung tâm y tế huyện Tân Sơn.


3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hoàn thành công việc thì thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐKH, TCKT, KD.



Nguyễn Thị Hạnh



Phụ lục I. Danh mục Hoá chất, Sinh phẩm, Vật tư y tế tiêu hao cần báo giá

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Viên khử khuẩn Presept	Natri Dichloroisocyanutrale khan 50%, Adipic Acid 22.5% các thành phần khác 27.5% tác dụng : diệt khuẩn nhanh, phổ tác dụng rộng có tác dụng đối với tất cả các loại vi khuẩn sinh dưỡng, nấm, virus và nha bào. Sử dụng để khử khuẩn bề mặt đồ vải, đồ thủy tinh và các thiết bị phòng mổ, phòng sinh, phòng bệnh, các labo xét nghiệm cũng như trong khử khuẩn bệnh viện.	100	Viên
2	Lamen 22x22	Thường được dùng kèm với lam kính kính hiển vi Vật tư cho kính hiển vi để chứa mẫu vật	1	Hộp
3	Microshiel 2%	Dung dịch rửa tay thủ thuật, thường quy CHLORHEXIDINE GLUCONATE 2%	30	Chai
4	Lưỡi dao mổ các cỡ (KIATO Sterile surgical blades) (Kehr Surgical Private Limited- Ấn Độ)	Lưỡi dao mổ dùng 1 lần, các cỡ Chất liệu thép không gỉ. Lưỡi dao mổ có các kích cỡ sau: 11, 21. Lưỡi dao mổ được đóng gói riêng biệt vào túi nhôm mỏng trong đó được tiệt trùng bằng tia Gama.	600	Cái
5	Mask thở oxy có túi dự trữ	Được làm từ chất liệu nhựa PVC được dùng trong y tế. Túi hơi dùng để dự trữ khí oxy. Ống hơi được mở an toàn. Mask với dây đeo đàn hồi. Kẹp mũi điều chỉnh được. Mặt nạ cung ứng một nồng độ oxy cao với ống 2m	50	Cái

6	Que thử nước tiểu 10 thông số Multitistix	Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: $\leq 15 - \geq 30$ mg/dL albumin Blood: $\leq 0.015 - \geq 0.062$ mg/dL hemoglobin Leukocyte: $\leq 5 - \geq 15$ Nitrite: $\leq 0.06 - \geq 0.1$ mg/dL nitrite ion Glucose: $\leq 75 - \geq 125$ mg/dL Ketone: $\leq 5 - \geq 10$ mg/dL acetoacetic acid pH: khoảng 4.6- 8.0 SG: khoảng 1.001-1.035 Bilirubin: khoảng 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: khoảng 0.2EU/dL - Trên thanh thử có miếng dán (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động	50	Hộp
7	TEST NHANH SD HAV IGG/IGM	Xét nghiệm nhanh SD BIOLINE HAV IGG/IGM là thử nghiệm miễn dịch sắc ký pha rắn phát hiện nhanh, định tính và phân biệt kháng thể IgM và IgG kháng virus viêm gan A trong huyết thanh hoặc huyết tương người.	100	Test
8	Que tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ	Ống nhựa PP, nắp nhựa HDPE, đầu bông, que gỗ. Được sử dụng trong y tế để lấy mẫu, lưu trữ, truyền tải. Được sử dụng rộng rãi trong nha khoa, da liễu, phụ khoa, tiết niệu và các mẫu lấy mẫu khác	500	Cái
9	Ống nghiệm lấy máu K2EDTA 2ml - nắp nhựa màu xanh lam	- Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm Hbaltc...) - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2) - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp cao su màu xanh dương. Màu nắp có	9.600	Ống

		thể thay đổi tùy theo nhu cầu - Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp.		
10	Lọ đựng mẫu bệnh phẩm	Lọ sinh phẩm nắp vặn được sản xuất bằng nhựa PP, thân bằng nhựa y tế PP hoặc PS chính phẩm. Lọ sinh phẩm được thiết kế với nắp và thân lọ dày có khả năng chịu lực tốt. Nắp có thiết kế lưới gá nhằm chống rò rỉ. Được sử dụng trong các phòng xét nghiệm của bệnh viện	500	Lọ
11	Dầu Parafin 500ml	Mục đích sử dụng: - Bôi trơn các dụng cụ trong các thủ thuật: Đặt nội khí quản, đặt sonde tiểu, đặt sonde dạ dày, phẫu thuật nội soi tiết niệu, thăm khám âm đạo, thăm khám trực tràng... - Làm trơn, thụt trực tràng trong các trường hợp táo bón.	30	Chai
12	Anti AB (IgM)	Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A-5E10; B-2D7 1,0ml ISO-13485	10	Lọ
13	Chỉ phẫu thuật tự tiêu nhanh – DemeTECH Số 1	Chỉ phẫu thuật polyglycolic acid DemeSORB của DemeTECH là một loại chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu, chỉ được vô trùng, và được cấu tạo từ 100% glycolide loại chất đặc biệt có thể hấp thụ vào cơ thể và thiết kế dạng xoắn nên có độ bền rất cao.	144	Sợi

14	TSH Rapid Quantitative Test	Xét nghiệm định lượng nhanh Finecare™ TSH là xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang được sử dụng cùng với Hệ thống Finecare™ FIA để xác định định lượng hormone kích thích tuyến giáp (TSH) trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của con người. Xét nghiệm này được sử dụng như một công cụ hỗ trợ đánh giá chức năng tuyến yên và tuyến giáp.	100	Test
15	Dây garo	Garô được sử dụng để thắt mạch, hỗ trợ trong việc tìm mạch máu dễ dàng hơn. Chất liệu: Thun cotton, có gai dán. Kích thước: Dây garô tay 28 cm.	30	Cái